

DEGRANULATION KIT



Since 1921
100 years of Quality in Dental

デグラニュレーションキット

抜歯窩搔爬用器具




テルプラグ®埋入時の抜歯窩掻爬を効率よく行うティッシュダイヤモンドバーキット

サージカルキュレットでは難しい不良肉芽除去も短時間かつ効果的に行うことができます。

テルプラグのみならず、インプラント即時埋入時、ペリオサージェリー、エンドサージェリー、歯根端切除などにもご活用いただけます。

- 4つの径のティッシュダイヤモンドバーキット。
- 最大回転数2,500 rpm。



抜歯窩掻爬用器具


デグラニュレーションキット

包装●

1箱：ティッシュダイヤモンドバー（1.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm）各1本、外科用サクションチューブ（洗浄ブラシ付き）1本

歯肉切除メス(再使用可能な歯科用吸引カニューレ) デグラニュレーションキット
一般医療機器 27B2X00268X00054

単品包装



ティッシュダイヤモンドバー

種類●1.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm
全長●31mm
包装●3本

外科用サクションチューブ (洗浄ブラシ付き)

包装●1本

【禁忌・禁止】

- ・ ニッケル及び本品に使用している成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・ インプラント治療不適応の患者には使用しないこと。

ジーシー バイオマテリアル Online Shop
会員登録・製品のご購入はこちらから。



<https://www.biomaterial-ec.gcdental.co.jp/shop/default.aspx>

0120-782788 (受付時間：9：00～19：00（土日・祝日は除く）)

※掲載情報は2024年6月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。
※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 プレミアムプラスジャパン株式会社
東京都文京区本郷3丁目2番14号 大阪府豊中市原田南1-13-5

掲載製品のお問い合わせ専用フリーダイヤル

0120-782788